


L'AIDE OPÉRATOIRE **SURGICAL ITEMS**






TIRETTES / SNUGGERS (classe IIa)

Mise en place des canules de CEC / Tourniquets for fixing ECC cannulae



Exclusivité d'un pack sur-mesure / Exclusive customized pack

- Pack stérile complet et prêt à l'emploi
- Nombre de tirettes par pack : jusqu'à 17
- Longueurs disponibles : jusqu'à 25 cm
- Avec ou sans monofil
- Complete and ready to use sterile pack
- Number of tourniquets per pack: up to 17
- Available length: up to 25 cm
- With or without monofilament



Références References	Matière / Material	Couleur / Color	Longueur Length	Charrière FR	Présentation Packaging	Conditionnement Quantity per box
62T...- 62D...	Caoutchouc / Rubber	rouge / red	Jusqu'à 20 cm Up to 20 cm	6 à / to 30	Avec ou sans monofil With or without monofilament	10
62V...	PVC	transparent		8 à / to 22		
62U...	Silicone / Silicon	transparent		9 à / to 24		

Pack sur-mesure : nous contacter / Custom pack: contact us



FEUTRES / PLEDGETS (classe III)

Renfort des sutures en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire

Reinforcement for sutures in cardio-thoracic and vascular surgery

Présentation en pochette stérile de 2 feutres libres et perforés
Sterile pack of two pledgets



- Protection contre les traumatismes lié au contact du fil sur les tissus
- Protection from thread tension

Références References	Matière Material	Dimensions	Présentation Packaging	Conditionnement Quantity per box
320000V2H	PTFE dur / Firm PTFE	3 x 5 mm	Pack de 2 feutres Pack of 2 pledgets	24
320000V2J		3 x 7 mm		
320000V25		5 x 10 mm		



FILET A CŒUR / HEART NET

(classe IIa)

Pontage coronarien et résections ventriculaires

CABG surgery and ventricular resection



Filet de polyamide en forme de rectangle de 25 cm x 15 cm bordé sur les 4 côtés par une sangle de polyester
Polyamide net rectangle shaped measuring 25 cm x 15 cm lined with a polyester strap on each side

Exposition atraumatique du cœur / Atraumatic exposure of the heart

Références References	Couleur / Color	Longueur Length	Largeur Width	Maille Stitch	Présentation Packaging	Conditionnement Quantity per box
10450	Blanc / White	25 cm	15 cm	9 mm	1 filet / 1net	5



LACS SILICONE SERTIS / SURGICAL LOOPS

(classe IIa)

Chirurgie des coronaires à cœur battant / Off-pump CABG surgery

Suspension atraumatique / Atraumatic handling

- Aiguille pointe mousse atraumatique
- Souples et lisses
- Atraumatic blunt point needle
- Flexible and smooth

Sécurité du repérage / Secure identification

- Radio-opaque
- Lacs blancs pour une meilleure visibilité
- Radioopaque
- White colour provides enhanced visibility


Deux présentations / Two presentations

SERTILAC®

- Tube de 50 cm
- Allongement jusqu'à 7 fois sa longueur
- Présentation unitaire en long
- 50 cm hollow tube
- Elongation up to 7 times its length
- One loop in a long packaging

INTERCOR®

- Jonc de 35 cm
- Allongement jusqu'à 3 fois sa longueur
- Présentation : 2 lacs enroulés
- 35 cm full tube
- Elongation up to 3 times its length
- Two loops rolled in one pack



Références References	Aiguille / Needle	Couleur Color	Longueur Length	Diamètre Diameter	Présentation Packaging	Conditionnement Quantity per box
SERTILAC® 32300M20	3/8 26 mm Pointe mousse / Blunt point	blanc / white	50 cm	1,2 mm	1 lacs / 1 loop	36
INTERCOR® 10700	3/8 25 mm Pointe mousse / Blunt point	blanc / white	35 cm	1,2 mm	2 lacs / 2 loops	20



LACS / VESSEL LOOPS (classe IIa)

Suspension et différenciation d'organes en per-opératoire
Suspension and differentiation of organs

Sécurité de l'aide opératoire / Reliable surgical assistance

- Code couleur pour identifier les organes
- Différents matériaux atraumatiques
- Ne contient pas de latex
- Colour code to identify organs
- Various atraumatic materials
- Latex free



NEOLAC® LACS SILICONE O.R.X. / X.R.O. SILICON VESSEL LOOPS

Références References	Section	Couleur / Color	Longueur Length	Largeur Width	Présentation Packaging	Conditionnement Quantity per box
10310	ellipsoïdale / ellipsoidal	bleu / blue	45 cm	1,5 mm	pack de 2 pack of 2	20
10330		jaune / yellow				
10350		orange / orange				
10321		bleu / blue	90 cm	2,5 mm	pack de 1 pack of 1	
10341		jaune / yellow				
10361		orange / orange				
10381		blanc / white				

ERCELACS® LACS POLYAMIDE / POLYAMIDE VESSEL LOOPS

10400	plate / flat	blanc / white	75 cm	6 mm	pack de 1 pack of 1	30
10420		bleu / blue		4 mm		
10430		vert / green		2 mm		

LACS COTON / COTTON VESSEL LOOPS

32001	plate / flat	blanc / white	60 cm	2 mm	pack de 1 pack of 1	36
32014			60 cm	4 mm		
32045			80 cm	4 mm		
32017			100 cm	4 mm		
32027		bleu / blue	60 cm	2 mm		
32041			60 cm	4 mm		
32040			80 cm	4 mm		
32043			150 cm	4 mm		
32055		vert / green	60 cm	4 mm		
32046			80 cm	4 mm		
32069		jaune / yellow	60 cm	4 mm		
32080		mauve / mauve	60 cm	4 mm		
32083		rose / pink	60 cm	6 mm		
32084			120 cm	6 mm		

Bleu = veines / Blue = veins

Jaune = urologie / Yellow = urology

Orange = artères / Orange = arteries

Blanc = nerfs / White = nerves



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCE - www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0)1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com